



**h-medical GmbH**  
Medizinprodukte - Großhandel  
Wholesale Medical Products

## Mehrfachverpackungen von h-medical **KIT-Set**

Die maßgeschneiderte Lösung für Ihren Einsatz im Herstellungsbereich.  
Für die Verwendung im Reinraum in Ihrer Apotheke geeignet.





*h-medical* bietet eine reinraumtaugliche Mehrfachverpackung, auch auf spezifischen Kundenwunsch lieferbar, um das Arbeiten im Reinraum zu erleichtern und die Wirtschaftlichkeit in Ihrem Herstellungsbetrieb zu optimieren.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch Sets, die Sie **individuell** zusammenstellen können. Das steigert die Effizienz, die Qualität und bringt mehr Sicherheit.

### Vorteile des Kit-Sets

- Bestehend aus einer transparenten Schale, die mehrere sterile Spritzen, Combi-Stopfen oder Kanülen enthält und mit einer zusätzlichen Peel-Packung, reinraumtauglich verpackt ist.
- Spritzen, Kanülen oder Verschlusskone in der Schale sind ETO sterilisiert.
- Partikelreduzierung im Reinraum.
- Minderung des Risikos von Kontamination.
- Reduzierung von Verpackungsmüll.
- Wirtschaftlichkeit.
- Reduzierung von Betriebskosten im Herstellungsbereich.
- Einzelprodukte müssen nicht mehr desinfiziert werden.

Mit jedem Kit-Set, erleben Sie komfortables Zubereiten ganz nach Ihren Wünschen.





## KIT-Set

### Latexfrei, PVC-frei und DEHP-frei, lt. Herstellerangaben

Die Produkte erfüllen die Standards für Medizinprodukte und die Anforderungen gültiger ISO-Norm.

Bitte beachten Sie, dass die steril verpackten Kit-Sets im exklusiven Vertrieb von h-medical GmbH für die Herstellung unter Laminar-Air-Flow Werkbänken konzipiert sind und sofort nach dem Öffnen der Verpackung unter sterilen Arbeitsbedingungen verwendet werden müssen.

| Ref   | Artikel                                     | Kit-Set     | Stück / Set | Luer-Lock | VE |
|-------|---|-------------|-------------|-----------|----|
| 19081 | Combi-Stopfen-rot-                          | KIT-Set 1   | 10          | X         | 50 |
| 19257 | Combi-Stopfen-rot-                          | KIT-Set 1B  | 100         | X         | 40 |
| 19082 | Combi-Stopfen-blau-                         | KIT-Set 2   | 10          | X         | 50 |
| 19188 | Combi-Stopfen –blau-                        | KIT-Set 2B  | 100         | X         | 40 |
| 19269 | Combi-Stopfen-orange-                       | KIT-Set 2C  | 100         | X         | 40 |
| 19083 | Combi-Stopfer -rot-                         | KIT-Set 3   | 20          | X         | 50 |
| 19084 | Combi-Stopfer -blau-                        | KIT-Set 4   | 20          | X         | 50 |
| 19085 | Kanülen 18G 1,2x40mm                        | KIT-Set 5   | 10          |           | 50 |
| 19145 | Kanülen 20G 0,9x40mm                        | KIT-Set 5A  | 10          |           | 50 |
| 19239 | Kanülen 30G 0,3x13mm                        | KIT-Set 5B  | 50          |           | 50 |
| 19251 | Kanülen 20G 0,9x40mm                        | KIT-Set 5C  | 5           |           | 50 |
| 19086 | Kanülen 18G 1,2x40mm                        | KIT-Set 6   | 20          |           | 50 |
| 19087 | Spritzen BD Plastipak 5ml                   | KIT-Set 7   | 5           | X         | 60 |
| 19088 | Spritzen 10ml BD Plastipak                  | KIT-Set 8   | 5           | X         | 60 |
| 19089 | Spritzen 10ml BD Plastipak                  | KIT-Set 9   | 10          | X         | 40 |
| 19090 | Spritzen 10ml BD Plastipak                  | KIT-Set 10  | 20          | X         | 30 |
| 19091 | Spritzen 20ml BD Plastipak                  | KIT-Set 11  | 4           | X         | 40 |
| 19092 | Spritzen 50ml BD Plastipak                  | KIT-Set 12  | 4           | X         | 25 |
| 19252 | Aufziehkanüle 18G 1,2x40mm mit Filter       | KIT-Set 14F | 5           |           | 50 |
| 19253 | Aufziehkanüle 18G 1,2x40mm mit Filter       | KIT-Set 14G | 10          |           | 50 |
| 19254 | Aufziehkanüle 18G 1 1/21,2x40mm ohne Filter | KIT-Set 14H | 5           |           | 50 |
| 19255 | Aufziehkanüle 18G 1 1/21,2x40mm ohne Filter | KIT-Set 14I | 10          |           | 50 |
| 19117 | Tupfer, pflaumengroß                        | KIT-Set 15  | 15          |           | 50 |
| 19136 | Kompressen 5x5cm                            | KIT-Set 15A | 10          |           | 40 |
| 19185 | Kompressen 7,5x7,5cm                        | KIT-Set 15B | 10          |           | 60 |
| 19246 | Kompressen 5x5 cm / 6 fach                  | KIT-Set 15F | 10          |           | 50 |
| 19118 | Spritzen 3ml BD Plastipak                   | KIT-Set 16  | 5           | X         | 60 |
| 19119 | Spritzen 30ml BD Plastipak                  | KIT-Set 17  | 5           | X         | 40 |
| 19194 | Spritzen 1ml BD Plastipak                   | KIT-Set 18  | 5           | X         | 60 |

Die Kit-Sets der Firma *h-medical GmbH* sind auch mit weiteren Produkten anderer, namhafter und geprüfter Qualitätshersteller lieferbar.



*Wir erfüllen Ihre Wünsche, ganz individuell.*



Die Firma h-medical ist u. a. Vertriebspartner für BD Becton Dickinson GmbH.

h-medical GmbH, Otto-Hahn-Straße 4, D-22941 Bargteheide, alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer : Madeleine Flemig  
Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, Kto.-Nr. 1280 381623 IBAN: DE15200505501280381623, BIC: HASPDEHHXXX  
USt.-ID-Nr./VAT-No. DE 815252972, Steuer Nr.: 30/290/02784, Handelsregister Nr.: HRB 10726 HL,  
Gerichtsstandort: Ahrensburg